

伯优®DPBS (不含钙、镁离子)

产品货号:92409-500

Ver 26.05

【产品介绍】

DPBS全名为Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (杜氏磷酸盐缓冲液), 能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 适用于分子克隆及细胞培养等应用, 如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。本产品为工作液浓度, 使用前无需稀释。本产品含2.67mM KCl, 1.47mM KH_2PO_4 , 137.93mM NaCl, 8.06mM Na_2HPO_4 , pH值为7.4±0.1, 不含钙、镁离子。

【产品组分】

货号	组分	规格
92409-500	伯优®DPBS (不含钙、镁离子)	500 mL

【储存条件】

2~8°C

【有效期】

24个月

【特点】

可直接应用于细胞培养;
使用前无需稀释;
不含钙镁。

【注意事项】

1. 在使用DPBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
2. 本产品仅供科学研究使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

