

伯优®RNA纯化试剂盒


本产品适用于纯化Total RNA样本,经DNase I处理后使用本产品可有效去除DNA及盐离子等污染,具有简单快捷、核酸纯度高等优点。本试剂盒有多种纯化方式,可纯化得到不同的RNA产物,根据后续实验要求选择合适的纯化方式。纯化后的RNA可直接用于定量PCR及二代测序等常规实验。

产品优势


- 多种纯化方式,可纯化得到不同的RNA产物。
- 操作简单,方便快捷,手动操作时间仅20分钟。
- 纯化效果好,可有效去除DNA及盐离子等污染。

应用实例

案例1:使用72407纯化5S高的RNA样本



案例2:使用72407纯化含DNA污染的RNA样本



| 货号 | 产品名称 | 规格 |
|----------|-------------------|---------|
| 72407-50 | 伯优®RNA纯化试剂盒(离心柱法) | 50 rxns |
| 72601-50 | 伯优®RNA纯化试剂盒(磁珠法) | 50 rxns |

