

伯优®单细胞测序组织保存液

本产品专为人、小鼠等动物新鲜组织样本的保存和运输而设计。组织在4°C条件下保存72小时以内,可制备成高活率的细胞悬液,满足单细胞测序的实验要求。

产品列表


货号	产品名称	规格
21903-10	伯优®单细胞测序组织保存液	2 mL/支, 10 支/盒
21903-100	伯优®单细胞测序组织保存液	100 mL/瓶

注:该产品仅供科研使用


产品应用

经大量实验验证,使用本产品保存的新鲜组织样本,制备成单细胞悬液后,充分满足10x Chromium、BD Rhapsody和MGI DNBelab C等主流单细胞测序平台的样本质控要求。

竞品对比测试



细胞悬液镜检图片



应用实例

不同组织解离的细胞活率均值 (%)

