

伯优®动物组织总RNA(含miRNA)提取试剂盒

本产品适用于从动物组织、培养细胞等样本中分离纯化包含miRNA的Total RNA, 具有简单快捷、核酸纯度高等优点。本产品包含多种提取方式, 包括离心柱法和磁珠法, 既满足手动提取也适用于高通量自动化提取平台, 得到的总RNA包含miRNA等小片段RNA, 可直接用于定量PCR及二代测序等常规实验。


产品优势

- 适用于从多种动物组织、培养细胞等样本中分离纯化包含miRNA的Total RNA。
- 操作简单, 方便快捷, 无需DNase I处理。
- Total RNA及miRNA提取产量高、纯度高。
- 多种提取方式, 包括离心柱法和磁珠法, 既满足手动提取也适用于高通量自动化提取平台。


应用实例

案例一: 使用72405提取不同组织样本的总RNA


· 提取质量





· RIN值



· Agilent4200电泳图



案例二: miRNA测序



货号	产品名称	规格
72406-50	伯优®动物组织总RNA(含miRNA)提取试剂盒(离心柱法)	50 rxns
72405-50	伯优®动物组织总RNA(含miRNA)提取试剂盒(磁珠法)	50 rxns

